

کیسه ادراری نوزاد

ابتدا وسایل زیر از قبل تهیه و آماده شود:

یک بسته دستمال توالیت جهت تمیز کردن ناحیه تناسلی

یک کیسه جمع آوری نمونه ادرار (Urine bag)

یک ظرف پلاستیکی استریل برای نگهداری و انتقال نمونه ادرار به آزمایشگاه.

ناحیه تناسلی طفل یا نوزاد را تمیز نمایید.

اجازه دهید تا ناحیه تمیز شده خشک شود.

برای خشک کردن سریع به اطراف ناحیه تمیز شده کاغذ یا دستمال توالیت نکشید.

کیسه مخصوص جمع آوری ادرار نوزادان یا اطفال را به طور محکم به ناحیه تناسلی

کودک بچسبانید.

فوراً پس از ادرار نمودن نوزاد (کودک) به داخل کیسه جمع آوری، کیسه را از ناحیه

تناسلی کودک جدا کرده و در داخل ظرف قرار دهید.

توجه نمایید که روی ظرف جمع آوری نمونه ادرار برچسب نام خانوادگی، شماره بیمار

و نوع نمونه نیز الصاق شده باشد.

نمونه تهیه شده فوراً پس از جمع آوری در یخچال قرار داده شود و در همان روز به

آزمایشگاه تحویل گردد.



تیم کنترل کیفیت آزمایشگاه
بیمارستان علامه بهلول گنابادی